

So wird OKKLUEASY an der Brille befestigt ...

Klettverschluss nach oben und dann den Brillenbügel in die große seitliche Öffnung einführen und durchschieben. OKKLUEASY mit sanftem Druck über das Glas ziehen, Klettstreifen unter dem Nasenbügel hindurch führen und oben auf der Brille befestigen. Fertig! Weitere Tipps geben Therapeutinnen und Therapeuten – außerdem liegt jeder Packung eine ausführliche Befestigungsanleitung bei.

Erklärvideo online: www.okklueasy.de

- + passt links
- + passt rechts
- + passt immer
- + auf jede Brille
- + garantiert



Heute gibt's OKKLUEASY Für Therapie ohne Stress!



OKKLUEASY

OKKLUEASY erhalten Sie in folgenden Größen:

mini Brillenglasgr.: 34-41 x 20-26 mm PZN 01815448 [D]* Art.Nr. 80010
midi Brillenglasgr.: 41-47 x 22-32 mm PZN 01815460 [D]* Art.Nr. 80020
maxi Brillenglasgr.: 47-52 x 31-38 mm PZN 01817594 [D]* Art.Nr. 80030

mini Brillenglasgr.: 34-41 x 20-26 mm PZN 4311091 [A]* Art.Nr. A80010
midi Brillenglasgr.: 41-47 x 22-32 mm PZN 4311116 [A]* Art.Nr. A80020
maxi Brillenglasgr.: 47-52 x 31-38 mm PZN 4311122 [A]* Art.Nr. A80030

[D]* = Deutschland, [A]* = Österreich



Berenbrinker Service GmbH

Leinenweg 57
D-33415 Verl

Tel. +49 (0) 52 46 | 9 64 90 53
Fax +49 (0) 52 46 | 9 64 90 54

info@berenbrinker.de
www.berenbrinker.de

OKKLUEASY YEAH:

Therapie ohne Kleben, Tränen und Allergien!



Die aktuelle
Kollektion!

OKKLUEASY

Die Soft-Fleece
Augenokklusionsklappe
von Berenbrinker

OKKLUEASY

für eine professionelle Schiel-
und Amblyopie-Therapie



- + blickdicht
- + in 3 Größen erhältlich
- + passen auf jede Brille, rechts wie links
- + kein Kleben, kein Ziepen
- + bei Strabismus und Amblyopie
- + kein Kummer
- + keine Allergien
- + Material: 100 % Polyester
- + nachhaltig
- + waschbar bei Handwäsche
- + viele coole Muster in bunten Farben und Designs
- + über die gesamte Therapie günstiger als Okklusionspflaster



Größe mini – verfügbare Motive:



Größen midi & maxi – verfügbare Motive:



Mehr als 5000 Patienten
tragen **OKKLUEASY!**

Wir beraten Sie gern:
+49(0)5246 9649053

Besuchen Sie uns auf:

www.okklueasy.de